


Pab De Lapin Phospho-Rb-S811 Pour Wb, Elisa - P06400

Numéro d'article: CM0000473



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin phospho-spécifique ciblant la RB humaine phosphorylée sur la sérine 811, validé pour Western blot et ELISA. Idéal pour la recherche sur la régulation du cycle cellulaire, la suppression tumorale et les voies de signalisation E2F.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Phospho-RB-S811 Rabbit pAb
Remarques / Alias	RB; pRb; OSRC; pp110; p105-Rb; PPP1R130; p110-RB1; Phospho-RB-S811
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	5925
GeneID	5925
Immunogène	Peptide synthétique : Peptide phosphorylé synthétique autour du S811 de la RB humaine (NP_000312.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps phosphorylés
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	P06400
Poids de la protéine	106kDa
Expédition	Sachet de glace