


Phospho-Rpa2-S4/S8 Lapin Pab - P15927

Numéro d'article: CM0001088



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin phospho-spécifique ciblant RPA2 phosphorylé sur S4/S8. Idéal pour les applications WB et ELISA. Détecte la RPA2 humaine et présente une réactivité croisée avec le rat. Convient pour les études de réplication de l'ADN et de réponse aux dommages.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Phospho-RPA2-S4/S8 Lapin pAb
Remarques/Alias	REPA2 ; RPA32 ; RP-A p32 ; RP-A p34 ; Phospho-RPA2-S4/S8
Espèce	Humain
Identifiant du gène (Humain)	6118
Identifiant du gène	6118
Immunogène	Peptide synthétique : un peptide phosphorylé synthétique autour de S4 & S8 de la RPA2 humaine (NP_002937.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps phosphorylés
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Rat
SWISS	P15927
Poids moléculaire de la protéine	29 kDa
Expédition	Sac de glace