


Acm De Lapin Anti-Phospho-Rpb1 Ctd-S2/S5 - P24928

Numéro d'article: CM0001654



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin spécifique de la phosphorylation ciblant la phosphorylation de la CTD de l'ARN polymérase II aux résidus Ser2/Ser5. Validé pour WB, IP, ChIP, CUT&Tag et ELISA sur échantillons humains. Idéal pour la recherche en transcription.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	AcM de lapin anti-Phospho-Rpb1 CTD-S2/S5
Remarques/Alias	RPB1 ; RPO2 ; POLR2 ; POLRA ; RPBh1 ; RPOL2 ; NEDHIB ; RplILS ; hsRPB1 ; hRPB220 ; Phospho-POLR2A-S2/S5
Espèce	Humain
GeneID (humain)	5430
GeneID	5430
Immunogène	Un peptide phospho-spécifique correspondant aux résidus entourant S2/S5 de la POLR2A humaine
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps phosphorylés
Application	WB, IP, ChIP, CUT&Tag, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	P24928
Poids moléculaire protéique	217 kDa
Expédition	Sac de glace