


Mab De Lapin Phospho-Rpb1 Ctd-T4 Pour Wb, Elisa - P24928

Numéro d'article: CM0001865



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin Phospho-Rpb1 CTD-T4 validé pour les applications WB et ELISA ; réagit de manière croisée avec POLR2A (217 kDa) humain, souris et rat. Idéal pour la recherche sur la transcription et les études de modification du CTD.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAb Phospho-Rpb1 CTD-T4 de lapin
Remarques / Alias	RPB1; RPO2; POLR2; POLRA; RPBh1; RPOL2; NEDHIB; RpILS; hsRPB1; hRPB220
Espèce	Humain
ID du gène	5430
Immunogène	Peptide synthétique Peptide phosphorylé synthétique autour de T4 de POLR2A humain.
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps phosphorylés
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P24928
Poids de la protéine	217 kDa
Expédition	Sac de glace