


Pab Lapin Phospho-Rps6Ka5-T581 - 075582

Numéro d'article: CM0001492



Introduction

L'anticorps polyclonal lapin Phospho-RPS6KA5-T581 détecte spécifiquement le site phosphorylé T581 de la protéine humaine RPS6KA5 (MSK1). Validé pour WB et ELISA, avec réactivité croisée chez le rat. Idéal pour l'étude des voies de signalisation activées par le stress et les mitogènes.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	pAb lapin Phospho-RPS6KA5-T581
Remarques / Alias	MSK1; RLPK; MSPK1; Phospho-RPS6KA5-T581
Espèce	Humain
ID du gène (Humain)	9252
ID du gène	9252
Immunogène	Peptide synthétique, peptide phosphorylé synthétique autour de T581 de RPS6KA5 humaine (NP_004746.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps phosphorylés
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Rat
SWISS	075582
Poids de la protéine	90kDa
Expédition	Sac de glace