


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Protéine Ribosomique S6 Phosphorylée (Rps6)-S235 Pour Wb, Elisa - P62753

Numéro d'article: CM0001308



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin spécifique de la phosphorylation ciblant RPS6 phosphorylée sur Ser235. Validé pour WB et ELISA, avec réactivité croisée chez l'humain, la souris et le rat. Idéal pour l'étude de la signalisation de croissance et de prolifération cellulaires.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	Protéine Ribosomique S6 Phosphorylée (RPS6)-S235 pAb Lapin
Remarques/Alias	S6; eS6; Protéine Ribosomique S6 Phosphorylée (RPS6)-S235
Espèce	Humain
ID de Gène (Humain)	6194
Immunogène	Un peptide spécifique de la phosphorylation correspondant aux résidus entourant le S235 de RPS6 humain
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Phosphorylés
Application	WB, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P62753
Poids Protéique	29kDa
Expédition	Sac de glace