


Anticorps Monoclonal Lapin Phospho-S6 Ribosomal Protein (Rps6)-S235/236 - P62753

Numéro d'article: CM0000831



Introduction

Anticorps monoclonal lapin Phospho-RPS6 (S235/236) validé pour WB, IHC-P, ELISA. Détecte la protéine ribosomique S6 phosphorylée de 29 kDa chez l'humain, la souris et le rat. Idéal pour l'étude de la croissance cellulaire, de la prolifération et du contrôle de la traduction.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Anticorps monoclonal lapin Phospho-S6 Ribosomal Protein (RPS6)-S235/236
Remarques/Alias	S6; eS6; Phospho-S6 Ribosomal Protein (RPS6)-S235/236
Espèce	Humain
ID de gène (Humain)	6194
ID de gène	6194
Immunogène	Peptide synthétique : Un peptide phosphorylé synthé autour de S235 & S236 de la protéine ribosomique S6 humaine (RPS6) (NP_001001.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps phosphorylés
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P62753
Poids moléculaire	29 kDa
Expédition	Sac de glace