

Anticorps Monoclonal De Lapin Phospho-Protéine Ribosomale S6 (Rps6)-S240/244 Pour Wb, Ihc-P, Elisa - P62753

Numéro d'article: CM0000522



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin phospho-spécifique dirigé contre RPS6 (Ser240/244), validé pour Western blot, IHC-P et ELISA. Réagit avec RPS6 humaine, de souris et de rat. Idéal pour les études sur la signalisation mTOR et la biogenèse des ribosomes.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Anticorps monoclonal de lapin Phospho-Protéine ribosomale S6 (RPS6)-S240/244
Remarques / Alias	S6 ; eS6 ; Phospho-Protéine ribosomale S6 (RPS6)-S240/244
Espèce	Humain
GenelD (humain)	6194
GenelD	6194
Immunogène	Peptide synthétique : peptide phosphorylé synthétique autour de S240 et S244 de la Phospho-Protéine ribosomale S6 (RPS6) humaine (NP_001001.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps phosphorylés
Applications	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P62753
Poids de la protéine	29 kDa
Expédition	Sac de glace