

Pab De Lapin Contre Substrat Phospho-(Ser/Thr) Atm/Atr

Numéro d'article: CM0000639

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant la sérine/thréonine phosphorylée dans les substrats d'ATM/ATR. Validé pour Western blot et ELISA sur échantillons humains, de souris et de rat. Idéal pour l'étude de la signalisation des dommages à l'ADN et des points de contrôle du cycle cellulaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	pAb de lapin contre substrat Phospho-(Ser/Thr) ATM/ATR
Espèce	Humain
Identifiant du gène (Humain)	pan p-S/T
Immunogène	Un peptide synthétique correspondant à une séquence contenant des S et T phosphorylés.
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps phosphorylés
Applications	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
Expédition	Sac de glace