

Pab Lapin Phospho-Sf3B1-T313 Pour Wb, Elisa - 075533

Numéro d'article: CM0000800



Introduction

Anticorps polyclonal lapin Phospho-SF3B1 (T313) validé pour WB et ELISA. Réactivité croisée avec SF3B1 (~146 kDa) humain, de souris et de rat. Idéal pour la recherche sur l'épissage du spliceosome et du pré-ARNm.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	pAb lapin Phospho-SF3B1-T313
Remarques / Alias	MDS; PRP10; Hsh155; PRPF10; SAP155; SF3b155; Phospho-SF3B1-T313
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	23451
GeneID	23451
Immunogène	Peptide synthétique – Un peptide phosphorylé synthétique autour de T313 de SF3B1 humain (NP_036565.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps phosphorylés
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	075533
Poids de la protéine	146 kDa
Expédition	Sac de glace