


Phospho-Shc1-Y427 Lapin Pab - P29353

Numéro d'article: CM0001636



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin Phospho-SHC1-Y427 pour WB et ELISA, réagit avec SHC1 humain et murin. Détection spécifique de la phosphorylation Y427 pour étudier la signalisation SHC1, l'angiogenèse et la réponse au stress oxydatif.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Phospho-SHC1-Y427 Lapin pAb
Remarques/Alias	SHC ; SHCA ; Phospho-SHC1-Y427
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	6464
GeneID	6464
Immunogène	Peptide synthétique Un peptide phosphorylé synthétique autour de Y427 de SHC1 humain (NP_892113.4)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps phosphorylés
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	P29353
Poids protéique	63kDa
Expédition	Sac de glace