

Phospho-Ship1-Y1020 Pab De Lapin Pour Wb, Elisa - Q92835

Numéro d'article: CM0001928



Introduction

L'anticorps polyclonal de lapin Phospho-SHIP1-Y1020 détecte la SHIP1 humaine phosphorylée sur la tyrosine 1020 pour le Western blot et l'ELISA. Idéal pour l'étude de la régulation négative des voies de signalisation PI3K dans les cellules immunitaires et hématopoïétiques.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Phospho-SHIP1-Y1020 pAb de lapin
Remarques / Alias	SHIP; SHIP1; SHIP-1; hp51CN; SIP-145; p150Ship; Phospho-SHIP1-Y1020
Espèce	Humain
ID du gène (Humain)	3635
ID du gène	3635
Immunogène	Peptide synthétique : peptide phosphorylé synthétique autour de Y1020 de la SHIP1 humaine (NP_001017915.1).
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps phosphorylés
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	Q92835
Poids de la protéine	133 kDa
Expédition	Sac de glace