

Ac Phospho-Sirt1-S47 De Lapin Mab Pour Western Blot Et Elisa - Q96Eb6

Numéro d'article: CM0001125



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin Phospho-SIRT1 (Ser47) validé pour WB et ELISA. Détecte la protéine SIRT1 humaine à ~82 kDa. Idéal pour l'étude de la désacétylation dépendante du NAD, du métabolisme, de l'apoptose et de la réponse aux dommages de l'ADN.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Phospho-SIRT1-S47 Rabbit mAb
Remarques / Alias	SIR2; SIR2L1; SIR2alpha; Phospho-SIRT1-S47
Espèce	Humain
Identifiant du gène (Humain)	23411
Identifiant du gène	23411
Immunogène	Un peptide phosphorylé synthétique autour du résidu S47 de la protéine SIRT1 humaine (Q96EB6)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps phosphorylés
Applications	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	Q96EB6
Poids de la protéine	82 kDa
Expédition	Sac de glace