


Pab De Lapin Phospho-Smad1-S206 Pour Wb, Elisa - Q15797

Numéro d'article: CM0001085



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre Phospho-Smad1 (Ser206), validé pour WB et ELISA. Il détecte le Smad1 humain, murin et rat phosphorylé sur la sérine 206. Adapté à la recherche sur la voie de signalisation BMP et aux études de phosphorylation.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	pAb de lapin Phospho-Smad1-S206
Remarques / Alias	BSP1; JV41; BSP-1; JV4-1; MADH1; MADR1; Phospho-Smad1-S206
Espèce	Humain
ID du gène (Humain)	4086
ID du gène	4086
Immunogène	Peptide synthétique : peptide phosphorylé synthétique correspondant à la région S206 du Smad1 humain (NP_005891.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps phosphorylés
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q15797
Poids de la protéine	52kDa
Expédition	Sac de glace