


Ac Monoclonal De Lapin Anti-Phospho-Smad2 (S245/S250/S255) Pour Wb Et Elisa - Q15796

Numéro d'article: CM0001588



Introduction

Ac monoclonal de lapin anti-Phospho-Smad2-S245/S250/S255 validé pour Western blot et ELISA sur échantillons humains. Reconnaît le SMAD2 phosphorylé, un transducteur clé de la signalisation du TGF-beta. Idéal pour l'étude de la transduction de signal, la suppression tumorale et la biologie du développement.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Ac monoclonal de lapin anti-Phospho-Smad2-S245/S250/S255
Remarques / Alias	JV18; LDS6; CHTD8; MADH2; MADR2; JV18-1; hMAD-2; hSMAD2; Phospho-Smad2-S245/S250/S255
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	4087
GeneID	4087
Immunogène	Peptide synthétique Peptide phosphorylé synthétique correspondant à la région S245 & S250 & S255 de Smad2 humain (Q15796)
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps phosphorylés
Applications	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	Q15796
Poids de la protéine	52 kDa
Expédition	Sac de glace