


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Phospho-Smad2-S465/467 + Smad3-S423/425 Pour Wb, If/Icc, Ihc-P, Elisa - Q15796 / P84022

Numéro d'article: CM0001236



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre Smad2 (S465/467) et Smad3 (S423/425) doublement phosphorylés. Validé pour WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA. Réagit avec l'humain, la souris, le rat. Convient pour les études de signalisation TGF-bêta.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	pAb de lapin anti-Phospho-Smad2-S465/467 + Smad3-S423/425
Remarques/Alias	HSPC193; HsT17436; JV15-2; LDS1C; LDS3; MADH3; Phospho-Smad2-S465/467 + Smad3-S423/425
Espèce	Humain
Identifiant du gène (Humain)	4087/4088
Identifiant du gène	4087/4088
Immunogène	Peptide synthétique Un peptide phosphorylé synthétique autour de S465 & S467 de Phospho-Smad2-S465/467 + Smad3-S423/425SMAD2 humain (NP_005892.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps phosphorylés
Application	WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q15796/P84022
Poids protéique	48kDa/52kDa/25kDa/35kDa/43kDa
Expédition	Sac de glace