


Anticorps Pab De Lapin Phospho-Smad2-S465/S467 Pour Wb, Elisa - Q15796

Numéro d'article: CM0000494



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin Phospho-Smad2-S465/S467 pour WB et ELISA. Cible Smad2 activé par TGF-bêta dans des échantillons humains et murins (~52 kDa). Idéal pour la recherche sur la transduction du signal.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Anticorps pAb de lapin Phospho-Smad2-S465/S467
Remarques/Alias	JV18; LDS6; CHTD8; MADH2; MADR2; JV18-1; hMAD-2; hSMAD2; Phospho-Smad2-S465/S467
Espèce	Humain
ID de gène (Humain)	4087
Immunogène	Peptide synthétique Un peptide phosphorylé synthétique autour de S465 et S467 de Smad2 humain (NP_005892.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps phosphorylés
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	Q15796
Poids moléculaire	52 kDa
Expédition	Sac de glace