


Acm Phospho-Smad2-S465/S467 + Smad3-S423/S425 De Lapin Pour Wb, Elisa - Q15796/P84022

Numéro d'article: CM0001508



Introduction

L'AcM phospho-Smad2 (S465/S467) et Smad3 (S423/S425) de lapin détecte spécifiquement SMAD2/3 activé dans des échantillons humains, de souris et de rat. Idéal pour la recherche sur la signalisation du TGF-bêta. Validé pour WB et ELISA.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	AcM phospho-Smad2-S465/S467 + Smad3-S423/S425 de lapin
Remarques / Alias	HSPC193; HsT17436; JV15-2; LDS1C; LDS3; MADH3; Phospho-Smad2-S465/S467 + Smad3-S423/S425
Espèce	Humain
ID du gène (Humain)	4087/4088
ID du gène	4087/4088
Immunogène	Peptide synthétique Un peptide phosphorylé synthétique autour de S465 et S467 de SMAD2 humain (NP_005892.1).
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps phosphorylés
Applications	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q15796/P84022
Poids de la protéine	48kDa/52kDa/25kDa/35kDa/43kDa
Expédition	Sac de glace