


Phospho-Smad2-T220 Rabbit Pab - Q15796

Numéro d'article: CM0000743



Introduction

Le Phospho-Smad2-T220 Rabbit pAb est un anticorps polyclonal de lapin qui détecte les niveaux endogènes de SMAD2 uniquement lorsqu'il est phosphorylé sur la thréonine 220. Validé pour WB, IHC-P, ELISA, il réagit avec des échantillons humains, de souris et de rat.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Phospho-Smad2-T220 Rabbit pAb
Remarques/Alias	JV18; LDS6; CHTD8; MADH2; MADR2; JV18-1; hMAD-2; hSMAD2; Phospho-Smad2-T220
Espèce	Humain
GeneID (humain)	4087
GeneID	4087
Immunogène	Peptide synthétique Un peptide synthétique phosphorylé autour du T220 de Smad2 humain (NP_005892.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps phosphorylés
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q15796
Poids de la protéine	52kDa
Expédition	Sac de glace