


Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Phospho-Smad5 (S463/S465) Pour Wb, Elisa - Q99717

Numéro d'article: CM0001901



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin phospho-spécifique ciblant Smad5 phosphorylé sur S463/S465. Validé pour des échantillons humains en Western blot et ELISA. Essentiel pour la recherche sur la signalisation BMP, la biologie du développement et la différenciation cellulaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	AcM de lapin anti-Phospho-Smad5-S463/S465
Remarques/Alias	DWFC ; JV5-1 ; MADH5 ; Phospho-Smad5-S463/S465
Espèce	Humain
Identifiant du gène (Humain)	4090
Identifiant du gène	4090
Immunogène	Un peptide phosphorylé synthétique autour de S463 & S465 de Smad5 humain (Q99717).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps phosphorylés
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	Q99717
Poids protéique	52 kDa
Expédition	Sac de glace