


Anticorps Monoclonal Lapin Phospho-Smad5-S465 Pour Wb, Elisa - Q99717

Numéro d'article: CM0001345



Introduction

Anticorps monoclonal lapin Phospho-Smad5-S465 validé pour WB et ELISA. Détecte le Smad5 endogène phosphorylé au niveau de Ser465 dans des échantillons humains, murins et de rat. Idéal pour les études sur la signalisation BMP.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAb lapin Phospho-Smad5-S465
Remarques / Alias	DWFC ; JV5-1 ; MADH5 ; Phospho-Smad5-S465
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	4090
GeneID	4090
Immunogène	Peptide synthétique Peptide phosphorylé synthétique correspondant à la région S465 du Smad5 humain.
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps phosphorylés
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q99717
Poids de la protéine	52 kDa
Expédition	Sachet de glace