


Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Phospho-Smc1-S957 Pour Wb, Ihc-P, Elisa - Q14683

Numéro d'article: CM0001677



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin spécifique de la phosphorylation SMC1 pS957 pour WB, IHC-P, ELISA. Réagit avec SMC1A humain, murin, rat. Idéal pour étudier la cohésion des chromosomes et les voies de réparation de l'ADN.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	AcM de lapin anti-Phospho-SMC1-S957
Remarques/Alias	SMC1 ; SMCB ; CDLS2 ; DEE85 ; SB1.8 ; EIEE85 ; SMC1L1 ; DXS423E ; SMC1alpha ; Phospho-SMC1-S957
Espèce	Humain
GeneID	8243
Immunogène	Un peptide phosphorylé synthétique autour de la S957 de SMC1 humain (Q14683)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps phosphorylés
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q14683
Poids moléculaire de la protéine	143 kDa
Expédition	Sac de glace