

Phospho-Smo-S616 Lapin Pab - Q99835

Numéro d'article: CM0000448



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute qualité dirigé contre la Smoothed (SMO) phosphorylée sur la Ser616. Validé pour WB, DB et ELISA sur échantillons humains, idéal pour la recherche sur la signalisation hedgehog et le cancer.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Phospho-SMO-S616 Lapin pAb
Remarques/Alias	Gx ; CRJS ; PHLS ; SMOH ; FZD11 ; Phospho-SMO-S616
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	6608
GeneID	6608
Immunogène	Peptide synthétique
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps phosphorylés
Application	WB, DB, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	Q99835
Poids protéique	86 kDa
Expédition	Sac de glace