

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Phospho-Sp1 (T739) Pour Western Blot - P08047

Numéro d'article: CM0000921



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin spécifique de Sp1 phosphorylé (Thr739). Validé pour le Western blot chez l'humain, la souris et le rat. Sp1 est un facteur de transcription clé régulant la croissance cellulaire, l'apoptose et le rythme circadien.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	pAb de lapin anti-Phospho-SP1-T739
Remarques/Alias	SP1 ; Phospho-SP1-T739
Espèce	Humain
Identifiant du gène	6667
Immunogène	Un peptide phospho-spécifique correspondant aux résidus entourant T739 de SP1 humain
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps phosphorylés
Application	WB
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P08047
Poids moléculaire de la protéine	81 kDa
Expédition	Glacière