

Pab De Lapin Anti-Phospho-Src Family-Y416 Pour Wb Et Elisa - P12931 / P06241 / P06239 / P07947 / P08631 / P07947 / P07948

Numéro d'article: CM0000909



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant la tyrosine 416 phosphorylée des kinases de la famille SRC (SRC, FYN, YES1, LYN, HCK, LCK). Validé pour WB et ELISA ; réactivité croisée avec l'humain, la souris et le rat. Idéal pour l'étude de la signalisation cellulaire dans le cancer et l'immunité.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	pAb de lapin anti-Phospho-SRC Family-Y416
Remarques/Alias	ASV; SRC1; THC6; c-SRC; p60-Src; SRC; Phospho-SRC Family-Y416
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	6714/2534/3932/7525/3055/4067
GeneID	6714/2534/3932/7525/3055/4067
Immunogène	Un peptide synthétique phosphorylé autour du site Y416 de la famille SRC humaine (NP_005408.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps phosphorylés
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P12931 / P06241 / P06239 / P07947 / P08631 / P07948
Poids de la protéine	60 kDa
Expédition	Sac de glace