

Anticorps Monoclonal De Lapin Phospho-Src-Y419 Pour Wb Et Elisa - P12931

Numéro d'article: CM0000997



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin phospho-spécifique ciblant Src Tyr419. Validé pour Western blot et ELISA sur échantillons humains et murins. Idéal pour l'étude de l'activation de la kinase Src et de la transduction du signal.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Spécification
Nom du produit	Phospho-Src-Y419 Rabbit mAb
Remarques / Alias	ASV, SRC1, THC6, c-SRC, p60-Src, Phospho-Src-Y419
Espèce	Humain
Identifiant du gène (Humain)	6714
Identifiant du gène	6714
Immunogène	Peptide phosphorylé synthétique autour du résidu Y419 de la SRC humaine (P12931)
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps phosphorylés
Applications	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	P12931
Poids de la protéine	60 kDa
Expédition	Sac de glace