

Pab Lapin Phospho-Src-Y529 Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P12931

Numéro d'article: CM0001685



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin phospho-spécifique ciblant Src au niveau Tyr529, validé pour WB, IHC-P, IF/ICC et ELISA. Réagit avec l'homme, la souris, le rat. Idéal pour l'étude de la régulation et de la signalisation de la kinase Src.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	pAb lapin Phospho-Src-Y529
Remarques/Alias	ASV; SRC1; THC6; c-SRC; p60-Src; Phospho-Src-Y529
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	6714
GeneID	6714
Immunogène	Peptide synthétique
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps phosphorylés
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P12931
Poids de la protéine	60kDa
Expédition	Sac de glace