


Anticorps Monoclonal De Lapin Phospho-Stat1-Y701 Pour Wb Et Elisa - P42224

Numéro d'article: CM0000625



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin Phospho-STAT1-Y701 pour la détection de STAT1 activé en western blot et ELISA. Reconnaît la STAT1 humaine, murine et de rat phosphorylée au niveau de Tyr701. Outil essentiel pour l'étude de la signalisation par interférons, des voies JAK-STAT et des réponses antivirales.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Phospho-STAT1-Y701 Rabbit mAb
Remarques / Alias	CANDF7; IMD31A; IMD31B; IMD31C; ISGF-3; STAT91; Phospho-STAT1-Y701
Espèce	Humain
ID du gène (humain)	6772
ID du gène	6772
Immunogène	Peptide synthétique Peptide phosphorylé synthétique autour du Y701 de la STAT1 humaine (P42224).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps phosphorylés
Applications	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P42224
Poids de la protéine	87 kDa
Expédition	Sac à glace