

Anticorps Polyclonal De Lapin Phospho-Stat2-Y690 Pour Wb Et Elisa - P52630

Numéro d'article: CM0001481



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin reconnaissant la STAT2 phosphorylée sur la Tyr690. Convient pour le Western blot (WB) et l'ELISA. Réagit avec l'humain, la souris et le rat. Idéal pour l'étude de la signalisation de l'interféron, des réponses antivirales et de la dynamique mitochondriale.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	Phospho-STAT2-Y690 Lapin pAb
Remarques/Alias	P113; IMD44; ISGF-3; PTORCH3; STAT113; Phospho-STAT2-Y690
Espèce	Humain
ID de Gène (Humain)	6773
ID de Gène	6773
Immunogène	Peptide phosphorylé synthétique autour de Y690 de STAT2 humaine
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Phosphorylés
Application	WB, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P52630
Poids Protéique	98kDa
Expédition	Sac de glace