

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti Phospho-Stat3-S727 Pour Wb, Ip, Ihc-P, Elisa - P40763

Numéro d'article: CM0000534



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin spécifique du phospho-site reconnaissant STAT3 phosphorylé sur la Ser727. Validé pour Western blot, IP, IHC-P et ELISA sur des échantillons humains, de souris et de rat. Idéal pour l'étude de la signalisation STAT3 et de la régulation de la transcription.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Détails
Nom du produit	Phospho-STAT3-S727 Lapin pAb
Remarques/Alias	APRF; HIES; ADMIO; ADMIO1; Phospho-STAT3-S727
Espèce	Humain
ID de gène (Humain)	6774
ID de gène	6774
Immunogène	Peptide synthétique : Un peptide phosphorylé synthétique autour de la S727 du Phospho-STAT3-S727 humain (NP_644805.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps phosphorylés
Application	WB, IP, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P40763
Poids de la protéine	88 kDa
Expédition	Sac de glace