

Mab De Lapin Anti-Phospho-Stat3-Y705 Pour Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - P40763

Numéro d'article: CM0000686



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin anti-Phospho-STAT3-Y705 à haute spécificité pour WB, IF-P, IHC-P et ELISA. Validé chez l'homme, la souris et le rat. Idéal pour l'étude de la signalisation STAT3 et de l'inflammation.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAb de lapin anti-Phospho-STAT3-Y705
Remarques / Alias	APRF; HIES; ADMIO; ADMIO1; Phospho-STAT3-Y705
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	6774
GeneID	6774
Immunogène	Peptide synthétique : peptide phosphorylé synthétique autour de la position Y705 de STAT3 humaine (NP_644805.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps phosphorylés
Application	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P40763
Poids de la protéine	88 kDa
Expédition	Sac de glace