

Phospho-Stat3-Y705 Rabbit Mab - P40763

Numéro d'article: CM0000979



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin anti-phospho-STAT3 (Tyr705) de haute qualité validé pour WB, IP, ELISA. Spécifique au STAT3 humain, détecte la phosphorylation au site d'activation Y705. Convient pour la recherche sur la transduction du signal.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Phospho-STAT3-Y705 Rabbit mAb
Remarques/Alias	APRF; HIES; ADMIO; ADMIO1; Phospho-STAT3-Y705
Espèce	Humain
ID de gène	6774
Immunogène	Peptide synthétique - Un peptide phosphorylé synthétique autour de Y705 du STAT3 humain (NP_644805.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps phosphorylés
Application	WB, IP, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	P40763
Poids de la protéine	88 kDa
Expédition	Sac de glace