

Phospho-Stat3-Y705 Lapin Pab Pour Wb, Ihc-P, Elisa - P40763

Numéro d'article: CM0001549



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin spécifique du phospho-épitope ciblant STAT3 phosphorylé en Y705, validé pour WB, IHC-P et ELISA sur des échantillons humains, de souris et de rat. Idéal pour l'étude de la signalisation JAK/STAT et des voies de réponse immunitaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Phospho-STAT3-Y705 Lapin pAb
Remarques/Alias	APRF; HIES; ADMIO; ADMIO1; Phospho-STAT3-Y705
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	6774
GeneID	6774
Immunogène	Peptide synthétique
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps phosphorylés
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P40763
Poids de la protéine	88kDa
Expédition	Sac de glace