


Phospho-Stat5A-Y694 Anticorps Monoclonal De Lapin Pour Wb, Ihc-P, Elisa - P42229

Numéro d'article: CM0001136



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin dirigé contre STAT5A phosphorylée sur Tyr694. Validé pour WB, IHC-P, ELISA chez l'homme, la souris, le rat. Idéal pour étudier la signalisation STAT5A dans les réponses aux cytokines et la lactation.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Phospho-STAT5A-Y694 Anticorps monoclonal de lapin
Remarques/Alias	MGF ; STAT5 ; Phospho-STAT5A-Y694
Espèce	Humain
GeneID	6776
Immunogène	Peptide synthétique Un peptide synthétique phosphorylé autour de Y694 de Stat5 humain (P42229).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps phosphorylés
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P42229
Poids protéique	91 kDa
Expédition	Sac de glace