


Phospho-Stat5A-Y694 Lapin Pab Pour Wb, Elisa - P42229

Numéro d'article: CM0001004



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin Phospho-STAT5A-Y694 pour WB, ELISA. Validé sur humain. Cible STAT5A phosphorylé sur Y694, impliqué dans la signalisation des cytokines et la transcription. Idéal pour la recherche IVD.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Phospho-STAT5A-Y694 Lapin pAb
Remarques/Alias	MGF; STAT5; Phospho-STAT5A-Y694
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	6776
GeneID	6776
Immunogène	Peptide synthétique / Un peptide phosphorylé synthétique autour de Y694 de STAT5A humaine (NP_001275647.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps phosphorylés
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	P42229
Poids de la protéine	91kDa
Expédition	Sac de glace