

Phospho-Stat6-Y641 Lapin Pab - P42226

Numéro d'article: CM0001747



Introduction

Le Phospho-STAT6-Y641 Lapin pAb reconnaît spécifiquement le STAT6 phosphorylé en Y641. Convient pour le Western blot, l'IHC-P et l'ELISA chez l'homme, la souris et le rat. Un outil essentiel pour l'étude des voies de signalisation IL-4/STAT6 et de la régulation immunitaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Phospho-STAT6-Y641 Lapin pAb
Remarques/Alias	STAT6B; STAT6C; D12S1644; IL-4-STAT; Phospho-STAT6-Y641
Espèce	Humain
GeneID (humain)	6778
GeneID	6778
Immunogène	Un peptide phosphorylé synthétique autour de Y641 du STAT6 humain (NP_003144.3)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps phosphorylés
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P42226
Poids de la protéine	94kDa
Expédition	Sac de glace