

Phospho-Stathmin 1-S38 Lapin Pab - P16949

Numéro d'article: CM0001020

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin spécifique au phosphate ciblant Stathmin 1 pS38. Validé pour WB et ELISA ; réagit avec l'humain, la souris et le rat. Idéal pour la recherche sur la dynamique des microtubules et le cancer.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Phospho-Stathmin 1-S38 Lapin pAb
Remarques/Alias	Lag; SMN; OP18; PP17; PP19; PR22; LAP18; C1orf215; Phospho-Stathmin 1-S38
Espèce	Humain
ID de gène (Humain)	3925
ID de gène	3925
Immunogène	Peptide synthétique : Un peptide phosphorylé synthétique autour de S38 de Stathmin 1 humain (NP_001138926.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps phosphorylés
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P16949
Poids de la protéine	17kDa
Expédition	Sac de glace