

Phospho-Sting/Tmem173-S365 Pab De Lapin - Q3Tbt3

Numéro d'article: CM0001312



Introduction

Phospho-STING/TMEM173-S365 pAb de lapin détecte la STING phosphorylée de souris au niveau du S365 avec réactivité croisée avec l'espèce humaine. Adaptée pour WB et ELISA, cet anticorps aide à la recherche sur l'immunité innée et l'autophagie.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Phospho-STING/TMEM173-S365 pAb de lapin
Remarques/Alias	ERIS; MPYS; Mita; STING; Tmem173; STING-beta; 2610307O08Rik; Phospho-STING-S365
Espèce	Souris
GeneID (Humain)	340061
GeneID	72512
Immunogène	Peptide synthétique Peptide phosphorylé synthétique autour du S365 de la STING de souris (NP_082537.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps phosphorylés
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	Q3TBT3
Poids protéique	43kDa
Expédition	Sac de glace