

Pab De Lapin Anti-Phospho-Sting/Tmem173-S366 Pour Wb Et Elisa - Q86Wv6

Numéro d'article: CM0001798



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-Phospho-STING/TMEM173-S366 pour Western Blot et ELISA, ciblant STING/TMEM173 humain phosphorylé au niveau de la Ser366, un adaptateur clé dans la signalisation immunitaire innée et l'induction d'interférons.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	pAb de lapin anti-Phospho-STING/TMEM173-S366
Remarques / Alias	ERIS; MITA; MPYS; SAVI; NET23; STING; hMITA; hSTING; TMEM173; STING-beta; Phospho-STING/TMEM173-S366
Espèce	Humain
Identifiant du gène (Humain)	340061
Identifiant du gène	340061
Immunogène	Peptide synthétique - Un peptide phosphorylé synthétique autour de la S366 de STING/TMEM173 humain (NP_938023.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps phosphorylés
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	Q86WV6
Poids de la protéine	42 kDa
Expédition	Sac de glace