


Anticorps Polyclonal De Lapin Phospho-Stk11-S334 Pour Wb Et Elisa - Q15831

Numéro d'article: CM0001431



Introduction

L'anticorps polyclonal de lapin Phospho-STK11-S334 détecte la STK11 humaine phosphorylée au niveau du Ser334, avec une réaction croisée avec la souris et le rat. Convient pour WB et ELISA ; idéal pour étudier la suppression tumorale, le métabolisme cellulaire et les dommages à l'ADN.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Phospho-STK11-S334 Rabbit pAb
Remarques / Alias	PJS; LKB1; hLKB1; Phospho-STK11-S334
Espèce	Humain
GeneID	6794
Immunogène	Peptide synthétique Peptide phosphorylé synthétique autour de S334 de la STK11 humaine (NP_000446.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps phosphorylés
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q15831
Poids de la protéine	49kDa
Expédition	Sachet de glace