


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Phospho-Stk11 (S428) Pour Wb, Elisa - Q15831

Numéro d'article: CM0001528



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant la phospho-STK11 (S428) pour WB et ELISA. Réagit avec la STK11 humaine, murine et de rat. Idéal pour les études de signalisation LKB1 dans le cancer, le métabolisme et la polarité cellulaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	pAb de lapin anti-Phospho-STK11-S428
Remarques/Alias	PJS ; LKB1 ; hLKB1 ; Phospho-STK11-S428
Espèce	Humain
ID du gène (Humain)	6794
ID du gène	6794
Immunogène	Un peptide phosphorylée synthétique autour de la S428 de la STK11 humaine (NP_000446.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps phosphorylés
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q15831
Poids protéique	49 kDa
Expédition	Sac de glace