

Phospho-Syk-Y323 Lapin Pab Pour Wb, If/Icc - P43405

Numéro d'article: CM0001184



Introduction

L'anticorps polyclonal de lapin Phospho-Syk-Y323 détecte la Syk humaine phosphorylée sur la tyrosine 323. Adapté pour le Western blot (WB) et l'immunofluorescence (IF/ICC), il cible la tyrosine kinase de la rate impliquée dans la signalisation immunitaire et l'inflammation.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Détails
Nom du produit	Phospho-Syk-Y323 Lapin pAb
Remarques/Alias	IMD82 ; p72-Syk ; Phospho-Syk-Y323
Espèce	Humain
GeneID (humain)	6850
GeneID	6850
Immunogène	Peptide synthétique
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps phosphorylés
Application	WB, IF/ICC
Réactivité croisée	Humain
SWISS	P43405
Poids protéique	72 kDa
Expédition	Sac de glace