


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Phospho-Tak1 (S412) - O43318

Numéro d'article: CM0001701



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-Phospho-TAK1 (S412) validé pour WB et ELISA sur des échantillons humains, de souris et de rat. Cible une MAP3K clé impliquée dans les voies de signalisation TGF- β , IL-1 et TLR, essentielle pour l'activation de NF- κ B et JNK.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	pAc Lapin anti-Phospho-TAK1-S412
Remarques/Alias	CSCF; FMD2; TAK1; MEKK7; TGF1a; Phospho-TAK1-S412
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	6885
GeneID	6885
Immunogène	Peptide synthétique
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Phosphorylés
Application	WB, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	O43318
Poids Protéique	67kDa
Expédition	Sac de glace