

Mab De Lapin Anti-Phospho-Tau (S214) Pour Wb, Ihc-P, Elisa - P10636

Numéro d'article: CM0000904



Introduction

mAb de lapin anti-Phospho-Tau (S214) pour la détection de Tau phosphorylé dans des échantillons humains et de souris par WB, IHC-P, ELISA. Idéal pour la recherche sur les maladies neurodégénératives.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAb de lapin anti-Phospho-Tau (S214)
Remarques / Alias	TAU; MSTD; PPND; DDPAC; MAPTL; MTBT1; MTBT2; tau-40; FTDP-17; PPP1R103; Tau-PHF6; Phospho-Tau (S214)
Espèce	Humain
GenelD (Humain)	4137
Immunogène	Peptide synthétique : un peptide synthétique phosphorylé correspondant aux résidus autour du S214 de la protéine Tau humaine.
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps phosphorylés
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	P10636
Poids de la protéine	79kDa
Expédition	Sac réfrigérant