

Pab De Lapin Anti-Phospho-Tau-S262 - P10636

Numéro d'article: CM0000530



Introduction

Le pAb de lapin anti-Phospho-Tau-S262 détecte la protéine Tau phosphorylée au niveau du résidu Ser262. Réaction croisée avec l'homme, la souris et le rat. Validé pour WB, IF/ICC, IF-P et ELISA. Utilisable dans les études sur la neurodégénérescence.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	pAb de lapin anti-Phospho-Tau-S262
Remarques / Alias	TAU; MSTD; PPND; DDPAC; MAPTL; MTBT1; MTBT2; tau-40; FTDP-17; PPP1R103; Tau-PHF6; Phospho-Tau-S262
Espèce	Humain
GeneID (humain)	4137
GeneID	4137
Immunogène	Peptide synthétique : peptide phosphorylé synthétique autour du résidu S262 de la protéine Tau (NP_058518.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps phosphorylés
Applications	WB, IF/ICC, IF-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P10636
Poids de la protéine	79kDa
Expédition	Sachet de glace