

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Phospho-Tau-S404 Pour Wb, If/Icc, Ihc-P, Elisa - P10636

Numéro d'article: CM0000554



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin contre la Tau phosphorylée (Ser404) validé pour WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA. Réagit croisé avec Humain, Souris, Rat. Convient pour la recherche sur la neurodégénérescence.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Phospho-Tau-S404 Lapin pAb
Remarques/Alias	TAU; MSTD; PPND; DDPAC; MAPTL; MTBT1; MTBT2; tau-40; FTDP-17; PPP1R103; Tau-PHF6; Phospho-Tau-S404
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	4137
GeneID	4137
Immunogène	Un peptide phosphorylé synthétique autour de la position S404 de la Tau humaine (NP_005901.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps phosphorylés
Application	WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P10636
Poids de la protéine	79 kDa
Expédition	Sac de glace