

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Phospho-Tau (Ser198/Ser199/Ser202) Pour Wb Et Elisa - P10636

Numéro d'article: CM0001557



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant la Tau humaine phosphorylée sur Ser198/Ser199/Ser202. Validé pour le Western blot et l'ELISA ; réagit de manière croisée avec la souris et le rat. Idéal pour l'étude des tauopathies et la recherche en neurodégénérescence.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	pAb de lapin anti-Phospho-Tau-Ser198/Ser199/Ser202
Remarques/Alias	TAU ; MSTD ; PPND ; DDPAC ; MAPTL ; MTBT1 ; MTBT2 ; tau-40 ; FTDP-17 ; PPP1R103 ; Tau-PHF6 ; Phospho-Tau-Ser198/Ser199/Ser202
Espèce	Humain
Identifiant du gène (Humain)	4137
Identifiant du gène	4137
Immunogène	Peptide synthétique
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps phosphorylés
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P10636
Poids moléculaire de la protéine	79 kDa
Expédition	Sac de glace