

Phospho-Tau-Ser404 Lapin Pab - P10636

Numéro d'article: CM0001907



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin Phospho-Tau-Ser404 validé pour WB, IF-P, ELISA. Détecte la tau humaine, murine et de rat phosphorylée sur Ser404. Convient pour la recherche sur la maladie d'Alzheimer et la neurodégénérescence.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Phospho-Tau-Ser404 Lapin pAb
Remarques/Alias	TAU ; MSTD ; PPND ; DDPAC ; MAPTL ; MTBT1 ; MTBT2 ; tau-40 ; FTDP-17 ; PPP1R103 ; Tau-PHF6 ; Phospho-Tau-Ser404
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	4137
GeneID	4137
Immunogène	Peptide synthétique : un peptide phosphorylé synthétique autour de S404 de la tau humaine (NP_005901.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps phosphorylés
Application	WB, IF-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P10636
Poids protéique	79 kDa
Expédition	Sac de glace