

Phospho-Tau-T181 Rabbit Mab Pour Wb, Elisa - P10636

Numéro d'article: CM0001891



Introduction

L'anticorps monoclonal de lapin Phospho-Tau-T181 détecte spécifiquement la protéine Tau humaine phosphorylée au site T181. Idéal pour les applications de Western Blot et ELISA dans la recherche sur les maladies neurodégénératives.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Phospho-Tau-T181 Rabbit mAb
Remarques/Alias	TAU; MSTD; PPND; DDPAC; MAPTL; MTBT1; MTBT2; tau-40; FTDP-17; PPP1R103; Tau-PHF6; Phospho-Tau-T181
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	4137
GeneID	4137
Immunogène	Peptide synthétique Un peptide phosphorylé synthétique autour du T181 du Phospho-Tau-T181 humain (NP_001190181.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps phosphorylés
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	P10636
Poids de la protéine	79kDa
Expédition	Sac de glace