

Anticorps Monoclonal De Lapin Phospho-Tau-T181 Pour Wb, Ip, If-P, Ihc-P, Elisa - P10636

Numéro d'article: CM0001151



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin ciblant la Tau phosphorylée au niveau de T181 (SWISS P10636). Validé pour WB, IP, IF-P, IHC-P, ELISA chez l'humain, la souris, le rat. Idéal pour la recherche sur la maladie d'Alzheimer et la neuropathologie.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	Phospho-Tau-T181 mAb Lapin
Remarques/Alias	TAU; MSTD; PPND; DDPAC; MAPTL; MTBT1; MTBT2; tau-40; FTDP-17; PPP1R103; Tau-PHF6; Phospho-Tau-T181
Espèce	Humain
GeneID (humain)	4137
GeneID	4137
Immunogène	Un peptide phosphorylé synthétique autour de T181 de la Tau humaine
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Phosphorylés
Application	WB, IP, IF-P, IHC-P, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P10636
Poids Protéique	79kDa
Expédition	Sac de glace